

A KÜLSŐ CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK

1 x 2,5 ml, 5 x 2,5 ml, 10 x 2,5 ml, 1 x 10 ml injekciós üveg papírdoboza
 10 x 2,7 ml üvegpatron papírdoboza

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Caninsulin 40 NE/ml szuszpenziós injekció

2. HATÓANYAGOK MEGNEVEZÉSE

1 ml tartalmaz:

Hatóanyagok:

Tisztított sertés inzulin: 40 NE/ml
 (amorf Zn-inzulin 35 %, kristályos Zn-inzulin 65 %)

3. KISZERELÉSI EGYSÉG

1 x 2,5 ml
 5 x 2,5 ml
 10 x 2,5 ml
 1 x 10 ml
 10 x 2,7 ml

4. CÉLÁLLAT FAJOK

Kutya, macska

5. JAVALLATOK

Diabetes mellitus (tényleges vagy viszonylagos inzulinhiány) kezelésére.

6. AZ ALKALMAZÁS MÓDJA

Szubkután alkalmazandó.

7. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ**8. LEJÁRATI IDŐ**

Exp. {hónap/év}

Üveg: A közvetlen csomagolás első felbontása után felhasználható: 42 napig.

Üveg patron: A közvetlen csomagolás első felbontása után felhasználható: 28 napig.

9. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Hűtőszekrényben (2-8°C-on), fénytől védve tárolandó. Fagyasztóban nem tárolható.
 A készítmény felbontás után hűtőben (2-8°C-on) vagy legfeljebb 25°C-on tárolandó.

10. „ALKALMAZÁS ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST!” SZAVAK

Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást!

11. „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra.

12. „GYERMEKEK ELŐL GONDOSAN EL KELL ZÁRNI!” SZAVAK
--

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

13. A FORGALOMBAHOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE

Intervet International B.V.

14. A FORGALOMBAHOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

2909/1/24 NÉBIH ÁTI (1 x 2,5 ml)

2909/2/24 NÉBIH ÁTI (5 x 2,5 ml)

2909/3/24 NÉBIH ÁTI (10 x 2,5 ml)

2909/4/24 NÉBIH ÁTI (1 x 10 ml)

2909/5/24 NÉBIH ÁTI (10 x 2,7 ml patron)

15. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Lot {Gy.sz.}

A KISMÉRETŰ KÖZVETLEN CSOMAGOLÁSI EGYSÉGEKEN MINIMÁLISAN FELTÜNTETENDŐ ADATOK

2,5 ml és 10 ml injekciós üveg címkéje
2,7 ml üvegpatron címkéje

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Caninsulin

2. A HATÓANYAGOK MENNYISÉGI ADATAI

Tisztított sertés inzulin 40 NE/ml

2,5 ml

10 ml

2,7 ml

3. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Lot {Gy.sz.}

4. LEJÁRATI IDŐ

Exp. {hónap/év}

Üveg: A közvetlen csomagolás első felbontása után felhasználható: 42 napig.

Üveg patron: A közvetlen csomagolás első felbontása után felhasználható: 28 napig.